

FUME HOOD

PERFORMANCE TESTING

Airflow Velocity Test

Extract Volume Flow Rate Test

Containment Test

Pressure Drop Test

Airflow Visualization Test


Room Air Velocity Test

Alarm System Test

EN 14175

ANSI / ASHRAE 110

"Contact us for detailed information."



ACOREN ENGINEERS

Nature inspire engineering.

+90 850 255 2063 | info@acoren.com | www.acoren.com


ÇEKER OCAK

BAŞARIM ÖLÇÜMÜ

Hava Hızı Ölçümü
Dışa Atılan Hava Akışı Ölçümü
Önleme Ölçümü
Basınç Düşümü Ölçümü
Akış Görselleştirme Ölçümü
Oda Hava Hızı Ölçümü
Uyarı Düzenneği Ölçümü

TS EN 14175
ANSI / ASHRAE 110

"Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz."



ACOREN ENGINEERS

Doğadan esinlendik.

+90 850 255 2063 | info@acoren.com | www.acoren.com